



郭綜合醫院 洗澡椅的正確使用

- 一、適用對象：提供長者、行動不便者自行沐浴，並可減少發生在浴室滑倒的意外。
- 二、本院有兩種洗澡椅：
 - 1.無靠背洗澡椅
適合能夠長時間維持穩定坐姿，並可獨立活動者使用。椅腳止滑墊可使椅子確實固定在濕滑的地板上。



- 2.有靠背洗澡椅
適合較難長時間維持穩定坐姿者使用。



三、使用注意事項：

- 1.洗澡椅使用前需詳細閱讀使用說明書，依操作指示使用。
- 2.沐浴時若有物品掉落應避免前伸取物，導致不平衡而跌落。
- 3.使用時需將洗澡椅調整至符合身形的高度。
- 4.使用前需檢查洗澡椅止滑墊有無損壞。
- 5.使用前需確定洗澡椅四腳可平穩觸地。
- 6.定期檢查洗澡椅各個卡榫及連接點，避免生鏽或龜裂而在使用過程中發生意外。
- 7.定期使用中性和清潔劑清潔洗澡椅，並將殘留的污垢清除。