

## 檢驗醫學部公告

內部公告：郭檢字 1130101 號  
 依據 UOF 電子公文 ID：  
 依據外部公告：

▣ 公告編號：郭檢字 1130101 號

▣ 公告事項：

113/01/01 起，新增「PIVKA-II 異常凝血酶原檢驗」。

▣ 公告日期：113.01.03

▣ 公告對象：全院醫師、護理部、檢驗科

▣ 內容說明：

### 1. PIVKA-II 異常凝血酶原檢驗說明。

|      |   |
|------|---|
| 檢驗代碼 | 12211Z  |
| 檢驗名稱 | PIVKA-II 異常凝血酶原檢驗   |
| 方法   | CLEIA   |
| 檢體需求 | 黃頭管/全血 1~3mL  |
| 檢體保存 | 室溫運送，離心後分裝管冷藏   |
| 參考值  | 9.1~27.8 mAU/mL   |
| 報告時效 | 10 天  |
| 委檢單位 | 台北立人醫事檢驗所   |
| 臨床意義 | PIVKA-II 為凝血因子的第 II 因子 PIVKA 體，特別會因肝細胞癌而上升。且用和胎兒蛋白(AFP)無關的互補性標記，以作為肝細胞癌的診斷及療效判定標記之下進行測量；再者，在復發輔助診斷上，也被認同具其效用。因此被用於連同影像診斷的肝細胞癌輔助診斷上。 |

製訂者：郭綜合醫院 檢驗醫學部 (☎2301)